

M075-B
CARRO DISTRIBUCIÓN BANDEJAS

Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
 Dos, tres o cuatro bandejas de 900x500mm.
 Ruedas 125mm Ø con paragolpes.

REF	MODELO	DIMENSIONES (LxPxH)
M075-B	3 bandejas fijas	950 x 500 x 950 mm
M075-B2	2 bandejas fijas	950 x 500 x 950 mm
M075-B4	4 bandejas fijas	950 x 500 x 1200 mm

Otras medidas especiales a solicitar


M061

CARRO INOX 3 ESTANTES

Construido en acero inoxidable AISI 304.
 3 estantes lisos.
 Ruedas de 125 mm Ø con paragolpes.

REF	DIMENSIONES (LxPxH)
M061	950x 500 x 1200 mm

Otras medidas especiales a solicitar

M053

CARROS INOX

En acero inoxidable AISI 304.
 Bandejas desmontables en acero inoxidable.
 Cubo basura desmontable, en acero inoxidable.
 Ruedas 80mm Ø con paragolpes.
 Asideros laterales.

REF	MODELO	DIMENSIONES (LxPxH)
M052	Triple: 3 bandejas	750 x 450 x 800 mm
M053	2 bandejas y plano inferior	750 x 450 x 800 mm