

**M049**

## CARRO CERRADO

Construido en acero inoxidable AISI-304  
 Compuesto por tres cajones y un armario inferior.  
 Cerradura con llave.  
 Protección lateral antigolpes.  
 Ruedas 100mm Ø.



**M049-2**



## CARRO CAJETINES INOX

Carro útil por las 2 caras.

Cara 1: 54 cajetas individuales transparentes para pequeño material y dos puertas. Con identificador.

Cara 2: Cuatro cajones grandes y dos pequeños, estante inferior. Frontal de cajones en varios colores.

Empujadores laterales. Tapa desmontable para acceder a módulo de cajones y reponer los medicamentos.

Barandilla superior en tres lados.

Cuatro ruedas 125mm Ø, dos con freno.

REF	DIMENSIONES (LxPxH)	VOLUMEN
<b>M049</b>	750 x 600 x 1000 mm	0.42 m <sup>3</sup>
<b>M049-2</b>	750 x 550 x 1150 mm	0.40 m <sup>3</sup>

## CARRO INOX

Construido en acero inoxidable AISI-304.  
 Compuesto por seis cajones y un armario.  
 Armario con puertas correderas.  
 Parte superior con tres rebordes.  
 Ruedas 125mm Ø.

REF	DIMENSIONES (LxPxH)	VOLUMEN
<b>M047</b>	1000 x 500 x 900 mm	0.56 m <sup>3</sup>

**M047**

