

M187
M188

PORTA-PALANGANAS

Fabricado en acero inoxidable.
Regulable en altura.
Incluye una o dos palanganas de 360mm Ø.
Base de plástico con 5 ruedas 50mm Ø.

REF	MODELO	DIMENSIONES(LxPxH)	VOLUMEN
M187	Simple	650 x 500 x 900-1200 mm	0.26 m ³
M188	Doble	650 x 500 x 900-1200 mm	0.36 m ³



M198



LUPA RODABLE

Estructura esmaltada.
Foco orientable en todos los sentidos.
Luminosidad uniforme.
Lupa de 3 aumentos.
Altura regulable.
Base metálica cinco ruedas 50mm Ø.

REF	DIMENSIONES (LxPxH)	VOLUMEN
M198	700 x 600 x 950 -1900 mm	0.22 m ³

FOCO RODABLE

Estructura cromada.
Foco orientable en todos los sentidos.
Luminosidad uniforme.
100W, 1400 lumenes.
Altura regulable.
Base de plástico con cinco ruedas 50mm Ø.

REF	Modelo	DIMENSIONES (LxPxH)
M195	Normal	600 x 600 x 950-1900 mm
M195H	Halógena	600 x 600 x 950-1900 mm



M195